



STF0023 HİDROJEN PEROKSİT KİMYASAL İNDİKATÖR



STERİLİZASYON ÖNCESİ
KİMYASAL İNDİKATÖR



BAŞARISIZ STERİLİZASYON
(İNDİKATÖR RENGİ REFERANS
RENGİNDEN FARKLI)



BAŞARILI STERİLİZASYON
İndikatör referans rengine veya
daha yakın tonlara döner

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ RENK İLE TABLODA BULUNAN RENK BASIM KALİTESİ NEDENİ İLE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.
KULLANICI KULLANILMAMIŞ ÜRÜN İLE KARŞILAŞTIRMA YAPABİLİR. HERHANGİ BİR SORUNDA LÜTFEN
FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.