




STF0021 PROTEİN KALINTI TESTİ RENK DÖNÜŞÜM TABLOSU



STERİLİZASYON ÖNCESİ



PROTEİN KALINTISI YOK



Protein Kalıntısı Var
(Yüksek protein kalıntısı
durumunda test sıvısı mor
renge döner)

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ RENK İLE TABLODA BULUNAN RENK BASIM KALİTESİ NEDENİ İLE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.
KULLANICI KULLANILMAMIŞ ÜRÜN İLE KARŞILAŞTIRMA YAPABİLİR. HERHANGİ BİR SORUNDA LÜTFEN
FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.