




STF0015 YIKAMA İNDİKATÖRÜ PLASTİK



YIKAMA ÖNCESİ



BAŞARISIZ YIKAMA
(AZ SU/ AZ DETERJAN VEYA YIKAMA
ARIZASI)



BAŞARILI YIKAMA

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ RENK İLE TABLODA BULUNAN RENK BASIM KALİTESİ NEDENİ İLE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.
KULLANICI KULLANILMAMIŞ ÜRÜN İLE KARŞILAŞTIRMA YAPABİLİR. HERHANGİ BİR SORUNDA LÜTFEN
FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.