

BOWIE DICK TEST PAKETİ



Sterifirst Bowie-Dick Test Paketleri 134°C ile 3,5 dakika parametrelerinde çalışan ön vakum sistemli otoklav cihazlarının hava akımı sağlama performanslarını değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Sterifirst Bowie Dick Test Paketleri sterilizasyon sorunlarının erken bir aşamadayken tespit edilmesine yardımcı olur.

Her paketin ortasında kimyasal bir indikatör bulunmaktadır. İndikatörün düzgün, tek tip renk değiştirmesi tüm havanın çıkarıldığını, buharla değiştirildiğini ve otoklavın düzgün çalıştığını gösterir.

Paket etiketi üzerindeki işlem indikatörü, paketin kullanılmış olup olmadığını açıkça gösterir.

Test kartları kayıt tutmak amacıyla saklanabilir. Kartın arka tarafı güvenli ve doğru kayıt tutmak, sağlamak için yazılabilir olarak tasarlanmıştır.

Sterifirst Bowie Dick Test Paketleri ISO 11140-1 ve 11140-4 kapsamında üretilmiştir.

Tek kullanımlıktır.

Sterifirst Bowie Dick Test Paketleri 300 ± 10 gr ağırlığındadır.

Sterifirst Bowie Dick Test Paketleri 200'lük ve 400'lük paketler şeklinde üretilmiştir.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Bowie Dick Test Paket 400W **STF0018**
Sterifirst Bowie Dick Test Paket 200W **STF0039**

 **Merkez Ofis**
İmbatlı Mahallesi 1595 Sk. Ümsan Vera Blok No:137/E Karşıyaka/İzmir
 **Üretim ve Depo**
Meriç Mahallesi 5746/13 Sk. No:15 Bornova/İzmir

 +90 (232) 330 27 27
 +90 (232) 330 47 47
 +90 (533) 597 58 62
 info@mediluna.com.tr
 muhasebe@mediluna.com.tr

