



BUHAR ENTEGRATÖR CLASS 5

Sterifirst Buhar Entegratörler biyolojik indikatörlere en yakın sonucu verecek şekilde çalışmaktadırlar.

Entegratörün üst kaplaması buharı belli bir hızda içeriye verebilecek polipropilen kaplıdır. Alt kısmı buhar geçişini önleyen alüminyum kaplıdır. Buhar sterilizasyonu işlemi esnasında biyolojik ölümün başladığı andan itibaren ilerlemeye başlayan tablet tam ölümün gerçekleştiği anda ACCEPT (kabul) kısmına geçmektedir. Buhar kimyasal entegratörü içerisinde kimyasal tablet bulunmaktadır, bu tablet sterilizasyon sürecindeki değerlere göre özel turnusol kağıt üzerinde ilerlemeye başlar ve sterilizasyonun başarısına göre ACCEPT (Kabul) veya REJECT (Red) kısmında durur. İlerlemenin uzunluğu buhara sıcaklığa ve zamana bağlıdır.

Sterilizasyon sonrası renk değişimi 6 ay süre ile sabit kalır ve kayıt amaçlı kullanılabilir.



ISO 11140-1 Class / Type 5 standardına uygun üretilmiştir.

İndikatör mürekkepleri su bazlıdır, toksik kimyasal madde veya kurşun içermez.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Buhar Entegratör Class 5

STF0071



Merkez Ofis
İmbatlı Mahallesi 1595 Sk. Ümsan Vera Blok No:137/E Karşıyaka/İzmir
Üretim ve Depo
Meriç Mahallesi 5746/13 Sk. No:15 Bornova/İzmir

+90 (232) 330 27 27
+90 (232) 330 47 47
+90 (533) 597 58 62
info@mediluna.com.tr
muhasabe@mediluna.com.tr

