



## STERİLİZASYON RULOLARI



Sterifirst Sterilizasyon Ruloları tıbbi malzemeler ve diğer sağlık ekipmanları için güçlü ve güvenli steril bariyer sistemleri sağlar.

Yırtılmayı önlemek için ekstra güçlendirilmiş katmanlı filminden üretilmiştir. Şeffaf, çok katmanlı medikal kopolimer film sayesinde paket içindeki ürün rahatlıkla görülebilir. Açma yönü gösterilmektedir.

60 gsm veya 70 gsm tıbbi kraft kağıtlı üstün bariyer yapısı tüm kapatma makinaları ile uyumludur ve kolayca kapatılabilir.

Sterifirst Sterilizasyon Ruloları indikatörleri ISO 11140 kapsamında üretilmiştir. EN-868-5 kalite standartlarına uygundur.

Tüm Sterifirst Sterilizasyon Rulolarında buhar ve etilen oksit indikatörleri mevcuttur.

İndikatörler su bazlıdır, Toksik madde içermez.



### ÜRÜN KODU:

Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 5 cm. X 200 m.  
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 7.5 cm. X 200 m.  
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 10 cm. X 200 m.  
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 15 cm. X 200 m.  
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 20 cm. X 200 m.

**STF0005**  
**STF0006**  
**STF0007**  
**STF0008**  
**STF0009**

Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 25 cm. X 200 m.  
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 30 cm. X 200 m.  
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 35 cm. X 200 m.  
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 40 cm. X 200 m.

**STF0010**  
**STF0011**  
**STF0012**  
**STF0013**

