

YIKAMA İNDİKATÖRÜ PLASTİK VE İNDİKATÖR APARATI (HOLDER)



Sterifirst Yıkama İndikatörü yıkama makinesi etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmıştır.

Kolay kayıt ve dökümantasyon sağlar.

Renk farklarını gözlemleyerek yıkayıcı etkinliğini ölçmek kolaydır. İşlem öncesi Holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olacaktır.

İndikatörün yüzey formülasyonu protein, lipid ve polisakkarit içermektedir.

Yıkama indikatörü yıkama indikatör aparatına (holder) kolayca yerleştirilebilir.

Sterifirst Yıkama İndikatörü tek kullanımlıktır.

ISO 15883-1 ve 15883-5 standartları kapsamında üretilmiştir.

ISO 9001 ve ISO 13485:2016 kalite standartlarına uygun üretilmiştir.

Sterifirst Yıkama İndikatör Aparatı yıkama makinelerinde temizlik ve termal dezenfeksiyon işlemlerinin rutin kontrolünün yapılabilmesi için yıkama indikatörlerini tutacak şekilde tasarlanmıştır.

Yeniden kullanılabilir Sterifirst Yıkama İndikatör Aparatı büyük direnç ve dayanıklılığa sahip paslanmaz çelikten üretilmiştir.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Yıkama İndikatörü
Sterifirst Yıkama İndikatör Aparatı (Holder)

STF0015
STF0061

